



# ADAPTARAP™

---

## Gebrauchsanleitung

Bei der Anbringung eines Verbands garantieren die folgenden Schritte das beste Ergebnis mit ZINPRO ADAPTARAP.

Für die Durchführung einer Wundbehandlung hat sich die Verwendung von Verbandmull bewährt, um das Präparat an der Behandlungsstelle zu fixieren. Dies ist entscheidend, falls es sich dabei um ein Spray, eine Salbe oder eine andere Flüssigkeit handelt, die zur vorzeitigen Auflösung von ADAPTARAP führen könnte.

Bringen Sie ADAPTARAP ähnlich wie konventionelle Fußwickel an. Wenden Sie beim Umwickeln des Fußes konstanten Druck auf und verringern Sie die Abstände zwischen den Lagen, um ein besseres Anhaften zu gewährleisten. Das unelastische Material sorgt dafür, dass der Verband eng anliegt, ohne die Gefahr von Druckwunden zu erhöhen.

Vermeiden Sie es, den Huf bzw. die Klaue mehrmals komplett zu umwickeln, ohne den Verband dabei zwischen den Zehen hindurch zu führen. Dies beschleunigt das selbstständige Ablösen. ADAPTARAP sollte über den Fesselbeugen angelegt und an der Beinrückseite bis knapp unter die Afterklaue hochgeführt werden, um zu verhindern, dass der Verband während der Dauer der Behandlung abrutscht.

ADAPTARAP wurde entwickelt, um bei korrekter Anwendung für eine Anwendungsdauer zwischen zwei Stunden und fünf Tagen auf dem Huf bzw. der Klaue zu verbleiben. Es sind mindestens zwei Umwicklungen der Fesselbeugen erforderlich, um die Mindesthaltbarkeit zu gewährleisten. Die Haltbarkeit kann verlängert werden, indem man die Anzahl der Wicklungen und die verwendete Länge von ADAPTARAP erhöht.

Nach Aufbringen der gewünschten Länge ADAPTARAP das Ende des Verbandes mit etwas Wasser befeuchten und zur Abdichtung fest am Verband andrücken. Zum Anfeuchten des Verbandes eignet sich eine Sprühflasche. Bei extrem niedrigen Temperaturen warmes Wasser verwenden, um ein optimales Ergebnis zu gewährleisten.