



2809800

**Danger
Gevaar
Gefahr
Fare
Peligro**

EN: Hazard statements: H315 - Causes skin irritation. H318 - Causes serious eye damage. **Precautionary statements:** P280 - Wear protective gloves, eye protection. P305+P351+P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310 - Immediately call a POISON CENTER, a doctor. P302+P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of water. P332+P313 - If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. **DE: Gefahrenhinweise:** H315 - Verursacht Hautreizungen. H318 - Verursacht schwere Augenschäden. **Sicherheitshinweise:** P280 - Schutzhandschuhe, Augenschutz tragen. P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen. P302+P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P332+P313 - Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. **FR: Mentions de danger:** H315 - Provoque une irritation cutanée. H318 - Provoque de graves lésions des yeux. **Conseils de prudence:** P280 - Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux. P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. P332+P313 - En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

EN: The MS California Mastitis Test helps detect cell counts that are (too) high in cows or animal housing.

NL: De MS California Mastitis Test dient voor het opsporen van het (te) hoog celgetal bij koeien of kwartieren.

DE: Der MS California Mastitis-Test wird verwendet, um die hohe Zellzahl bei Kühen bzw. bei Eutervierteln zu erkennen.

FR: Le MS Test de mammite de Californie sert à apprécier la teneur en cellules (trop) élevée du lait d'une mamelle de vache ou de l'un des quartiers.

ES: MS California Mastitis Test se utiliza para detectar un recuento de células somáticas (demasiado) alto en vacas o cuartos de ubre.

DK: MS California Mastitis Testen anvendes til at detektere (for) højt celletal hos køer eller i mælkektirtler.

Description:

- The MS CMT Milking test can provide an indication about animal housing with cell counts that are (too) high.
- The reaction is based on the fact that milk with more than 400,000 cells/ml becomes slimy when mixed with the MS CMT Milking test.
- The more cells in the milk, the slimmer the mixture.
- Milk about two jets of milk from each nipple into the different cups, add liquid and turn slowly.
- Read the result right away.
- Package 500ml/ 5,000ml

• Shake before use

Omschrijving:

- De MS CMT Milkingtest kan u een indicatie geven over kwartieren met een te hoog celgetal.
- De reactie berust op het feit dat melk met meer dan 400.000 cellen/ml, gemengd met MS CMT Milkingtest, slijmig wordt. Hoe meer cellen er in de melk zitten, des te slijmeriger wordt het mengsel.
- Melk uit ieder speen ongeveer twee stralen melk in de verschillende cups, vloeistof toevoegen en langzaam zwenken.
- Resultaat meteen aflezen.
- Verpakking 500 ml/ 5.000 ml.
- Schudden voor gebruik

Beschreibung:

- Der MS CMT kann Ihnen einen Hinweis auf Euterviertel mit einer zu hohen Zellzahl geben.
- Die Testflüssigkeit reagiert mit der abgemolkenen Milch. Ab einer Zellzahl von 400.000 Zellen vermischt sich die Testflüssigkeit mit der Milch und es entsteht eine schleimige Konsistenz. Je mehr Zellzahlen in der Milch vorhanden sind, desto schleimiger wird das Gemisch.
- Melken Sie aus jeder Zitze ungefähr zwei Strahlen Milch in die unterschiedlichen Behälter, geben Sie die Flüssigkeit hinzu und schwenken Sie das Gemisch behutsam.
- Ergebnis direkt ablesen.
- Verpackung 500 ml/ 5.000 ml
- Vor Gebrauch schütteln

Description :

- Le MS CMT fournit une information sur les quartiers dont la teneur en cellules est trop élevée.
- La réaction repose sur le fait que le lait dont le nombre de cellules est supérieur à 400 000 par ml, mélangé au réactif du MS CMT, devient visqueux. Cette viscosité est d'autant plus importante que la teneur en cellules est élevée.
- Tirer de chaque trayon environ deux jets de lait dans les différents coupelles, ajouter le liquide et agiter doucement.
- Le résultat est immédiatement lisible.
- Conditionnement 500 ml/ 5000 ml
- Agiter avant utilisation

Descripción:

- MS CMT Milkingtest puede indicar si el recuento de células somáticas es demasiado alto en algún cuarto de ubre.
- Si la leche contiene más de 400.000 células/ml, al mezclarla con MS CMT Milkingtest se produce una reacción y se vuelve viscosa. Cuantas más células tenga la leche, más viscosa será la mezcla.
- Extraer de cada pezón aproximadamente dos chorros de leche en los distintos recipientes, añadir el líquido y mover en círculos lentamente.
- Observar el resultado inmediatamente.
- Envase de 500 ml./ 5.000 ml.
- Agitar antes de usar

Beskrivelse:

- MS CMT Mælketesten kan give dig en indikation på om for højt celletal.
- Reaktionen er baseret på, at mælk med mere end 400.000 celler/ml, blandet med MS CMT mælketest bliver slimet. Jo flere celler der er i mælken, jo mere slimet bliver blandingen.
- Mælk cirka to mælkestråler fra hver patte i de forskellige kopper, tilsæt væske og ryst langsomt.
- Resultatet aflæses straks.
- Pakket per 500 ml./ 5.000 ml.
- Agitare prima dell'uso

22 LV 09

The
Schippers
Group

Schippers Export
EU BV
Schippers Africa BV
Schippers APAC BV
Schippers LATAM BV
Schippers ME BV
Tel: +31(0)497-339774

All located in:
Schippers Europe BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779

Deutschland:
Schippers GmbH
Kölner Straße 62
47647 Kerken (D)
Tel: 02833-92360

België:
Schippers BVBA
Grens 114
2370 Arendonk (BE)
Tel: 014-672356

France:
Schippers France Sarl
ZA de la Retaudais -
CS 10009
35137 BEDEE (FR)
Tél: 02 99 61 40 40

España:
Schippers Agrícola SL
Ctra. Montmeló 76
08403 Granollers
Barcelona - España
Tel. 935 689 128

Download app!
Scan this product



2809800

