

0709365

# Elévateur pour bovins de race lourde



Schippers France Sarl  
La Martinière – BP 10  
35310 BREAL SOUS MONTFORT  
Tel: 02.99.85.47.47  
Fax: 02.99.85.47.48

**Avant-propos**

Appareil facile à poser et qui est fabriqué d'une telle manière que, à condition de l'utiliser d'une façon professionnelle, ne cause aucune blessure au niveau de l'os coxal.

**Mode d'emploi**

- Poser l'appareil au niveau des hanches de l'animal.
- Fixer bien fort la manivelle.
- Soulever doucement l'animal pour qu'il puisse se mettre debout.
- Dès que l'animal sera debout, diminuer la tension sur le câble.
- L'appareil ne sert maintenant qu'à éviter que l'animal ne tombe.
- Il est inutile de laisser un animal dans cette position s'il n'est pas capable de tenir debout tout seul.

!!! Il est néanmoins important de changer la position de ces animaux toutes les trois heures (changement de côté) ; l'appareil convient parfaitement pour faciliter cette tâche.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0