

MS BIZA

Optimierung der Ferkelbehandlung



MS Schippers
Passion for Farming

Junge Ferkel sind in den ersten Lebenstagen einer Vielzahl möglicher Infektionsquellen ausgesetzt. Dazu zählen beispielsweise verschmutzte Behandlungskisten, nicht ausgeheilte Kupier- und Kastrationswunden, infizierte Nadeln und / oder verschmutzte Kleidungsstücke und Hände. Dies führt zu viel Stress und einem erhöhten Risiko von Kreuzkontaminationen.

Zum Lebensstart der Ferkel hat die Intensität der Pflege direkte Auswirkungen auf die Tiergesundheit, das Wachstum, Ausfälle und den Einsatz von Antibiotika.

MS BIZA

MS BIZA garantiert eine effektive, benutzer- und tierfreundliche, hygienisch durchgeführte Ferkelbehandlung.

**Vermeidung
von Kreuz-
kontamina-
tionen**

**Weniger Stress
und Schmerzen**

**Anwender-
freundlich
und effizient**


Der MS BIZA-Standardwagen kann zur Optimierung der Ferkelbehandlung mit verschiedenen Modulen erweitert werden.

In Höhe und Breite verstellbar

- Ergonomisch
- Individuelle Arbeitshöhe

Module flexibel auf Unterbau montiert

- Optimale Hygiene und einfache Reinigung
- Flexibles Ausrichten der Module an die gewünschte Stelle



Große Gelreifenräder hinten

- Besserer Komfort
- Besser zu Manövrieren
- Unempfindlicher gegen Hindernisse und unebene Oberflächen

Größerer Radabstand


- Höhere Stabilität
- Müheloses Bremsen

MODULE MS BIZA




MS TagMatic Turbo

- Automatisches Einziehen von Ohrmarken
- Kleinere Nadel: kleine Wunde und geringere Infektionsgefahr
- Verhindert Ausweitung des Loches
- Geringere Belastung der Gelenke




MS Freihändiger Oral Dispenser

- Einfache und schnelle Verabreichung von Flüssigkeiten
- Verabreichung der exakten Dosierung
- Hygienisch
- Ferkel kann mit beiden Händen gehalten werden



MS Smartkupierer

- Schnelles und korrektes Kupieren
- Wunde wird durch das heiße Messer direkt geschlossen
- Geringeres Risiko von Infektionen
- Abstandshalter sorgt für konstante Schwanzlänge



MS Pulse Dosiereinheit

- Kreuzinfektion durch verunreinigte Nadeln ausgeschlossen
- Weniger Schmerzen und Stress
- Hohe Dosiergenauigkeit
- Keine Gewebeschäden (7x kleinere Mikroöffnung)