

SENIOR[®]



El primer aplicador ergonómico de píldoras para vacas.

científicamente probado

¿Qué es SENIOR?

Es el primer aplicador ergonómico de píldoras para vacas. Mas manejable y mas suave.

¿Para qué es SENIOR?

Para introducir píldoras en vacas.

¿Qué es ergonómico?

SENIOR tiene la misma curva que va desde la cavidad oral hacia el esófago.

Las puntas de SENIOR son redondeadas.

¿Que es mas manejable?

SENIOR se adapta mas comfortable a la mano.

¿Cual es la composición del SENIOR?

Tubo de acero inoxidable, embolo de plástico.

¿Cómo usarlo?

Insertar la píldora. Agarre el borde libre de dientes del paladar, cosquillee el paladar hasta que la vaca abra la boca, inserte suavemente el aplicador SENIOR dentro de la cavidad oral, deslícelo cuidadosamente a lo largo de la base de la lengua. Finalmente, libere la píldora.

¿Cómo limpiar?

Enjuagar con agua caliente.



Cosquille el paladar hasta que abra la boca.



Inserte suavemente el aplicador.



SENIOR. Científicamente probado.

SENIOR[®]. Mas manejable y mas suave.