



## De eerste steriele speencanule.

wetenschappelijk  
getest

### Wat is **STERIL**?

De eerste steriele speencanule.

### Waarvoor dient de **STERIL**-speencanule?

Voor het laten afvloeien van melk en inbrengen van geneesmiddelen.

### Waarom **STERIL**?

Minder kans op overbrengen van ziektekiemen en op uierontsteking.

### Hoe gebruik je het?

Reinig en desinfecteer de speen.

Speencanule voorzichtig in het melkkanal inbrengen. Voor eenmalig gebruik.

Zorg voor voldoende voorraad **STERIL**.

### **STERIL**. Wetenschappelijk getest.


Geishauer et al. 2005: Vet. Clin. N. Amer. Food Anim. Pract. 21 (1), 205–225.



Reinig en desinfecteer de speen.



**STERIL** speencanules.



Melk laten afvloeien.



Antibioticum toedienen

**STERIL**. Voor het laten afvloeien van melk en inbrengen van geneesmiddelen.