



La première sonde trayeuse stérile.

testé
scientifiquement

Qu'est-ce que **STERIL**?

La première sonde trayeuse stérile.

À quoi sert la sonde trayeuse **STERIL**?

A vider le lait et à introduire des médicaments.

Pourquoi utiliser **STERIL**?

Moins d'introduction de germes, moins de mammites.

Comment l'utiliser?

Nettoyer et désinfecter le trayon. Introduire prudemment la sonde dans le canal du trayon. Ne pas réutiliser. Garder **STERIL** en réserve.

STERIL. Testé scientifiquement.


Geishauser et al. 2005: Vet. Clin. N. Amer. Food Anim. Pract. 21 (1), 205-225.



Nettoyer et désinfecter le trayon.



Sonde trayeuse **STERIL**.



Vider le lait.



Introduire le médicament.

STERIL. Vider le lait et introduire des médicaments.