

MS Demi-water

Geleidingsvermogen < 6µS.

Zeer geschikt voor gebruik in waterbaden en sterilisatoren, doordat kalkaanslag wordt voorkomen op apparaten en hierin aanwezige materialen.

Tevens zeer geschikt voor het maken van verdunningsoplossingen voor sperma. Gebruiksadvies is het water voor gebruik eerst te koken en af te laten koelen tot ten minste 32°C.

Aangezien toepassing en uitvoering buiten onze controle en/of toezicht staat, kunnen wij niet voor de gevolgen en resultaten instaan.

Na opening beperkt houdbaar
Bewaaradvies: in gesloten can tussen 0 en 4°C op een donkere plaats.

MS Demi-water

Conductivity < 6µS.

Ideal for use in water-baths and sterilizers. Will prevent build-up of limescale.

Also very suitable for diluting pigsemen. Usage advice is to first boil the water and cool it to at least 32°C.

Since we have no control or supervision over the usage conditions, Schippers or its agents cannot be held responsible for any problems associated with the use of this product.

Shelf-life is limited once opened.

Storage in the dark, in a closed container between 0 and 4°C.

MS Eau déminéralisée 4505746

Eau déminéralisée, conductivité < 6µS

Convient parfaitement aux baignoires et aux stériliseurs. Evite les dépôts de calcaire.

Idéal pour faire les solutions avec les dilueurs pour préparer les doses de semence porcine. Il est recommandé de bouillir l'eau avant usage et de la faire refroidir jusqu'à 32°C. On peut aussi traiter l'eau avant utilisation à l'aide d'une ampoule UV.

Vu que l'application se fait hors de nos contrôles et/ou surveillance nous ne pouvons pas être tenu responsable pour les résultats ou les conséquences.

Date limite de consommation après ouverture.

Stockage : dans un bidon fermé à une température entre 0 et 4°C dans un endroit à l'abri de la lumière.

MS Demiwasser

Leitfähigkeit < 6µS.

Sehr geeignet zum Gebrauch in Wasserbädern und Sterilisatoren, wodurch Kalkablagerungen in Geräten und Zubehör verhindert werden.

Außerdem sehr geeignet zur Herstellung von Verdünnungslösungen für Sperma. Es wird empfohlen, das Wasser für Gebrauch erst zu kochen und bis 32°C abkühlen zu lassen. Das Wasser kann auch verwendet werden, nachdem es an einer UV-Lampe vorbeigeleitet wurde.

Da die Anwendung außerhalb unserer Kontrolle stattfindet, können wir nicht für Resultate haftbar gemacht werden.

Nach dem Öffnen begrenzt haltbar

Aufbewahrungshinweis: in geschlossenem Kanister zwischen 0 und 4°C an einem dunklen Platz aufbewahren.

MS Acqua demineralizzata

Conducibilità < 6µS.

Particolarmente adatta per l'impiego in bagni d'acqua e sterilizzatori per evitare la formazione di depositi calcarei negli apparecchi e nell'attrezzatura.

Indicata anche per la produzione di soluzioni diluenti per lo sperma. Si consiglia di bollire l'acqua da impiegarsi e di farla raffreddare fino a quando raggiunge la temperatura di 32°C. L'acqua può essere utilizzata anche dopo essere stata messa accanto ad una lampada a raggi UV.

Non potendo controllare personalmente gli impieghi del prodotto, non ci assumiamo nessuna responsabilità dei risultati.

Validità limitata dopo l'apertura

Indicazioni sulla conservazione: tenere in una tanica chiusa in un luogo scuro ad una temperatura tra 0 e 4°C.

MS Agua Desmineralizada

Conductividad < 6µS.

Agua desmineralizada ideal para su uso en baños maría y esterilizadores. Previene las capas de cal en aparatos y materiales.

También es adecuada para preparar la solución diluyente para semen. Recomendamos hervir el agua y dejarla enfriar hasta una temperatura de 32°C. Otra alternativa, en lugar de hervir el agua, es esterilizarla con una lámpara de rayos UV.

Debido a que no podemos controlar personalmente el empleo del producto, Schippers no se responsabiliza de ningún problema asociado con el uso del producto.

Una vez abierto el envase, la caducidad es limitada.

Conservar en lugar oscuro, con el envase cerrado, a una temperatura entre 0 y 4°C.

Schippers Export
EU BV:
Schippers Africa BV
Schippers APAC BV
Schippers LATAM BV
Schippers ME BV
Tel: +31(0)497-339774

Europe:
Schippers Bladel BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: 0497-339771

Nederland:
Schippers Bladel BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: 0497-339771

Deutschland:
Schippers GmbH
Kölner Straße 62
47647 Kerken (D)
Tel: 02833-92360

België:
Schippers BVBA
Grens 114
2370 Arendonk (BE)
Tel: 014-672356

France:
Schippers France Sarl
ZA de la Retaudais -
CS 10009
35137 BEDEE (FR)
Tel: 02 99 61 40 40

España:
Schippers Agrícola SL
Ctra. Montmeló 76
08403 Granollers
Barcelona - España
Tel. 935 689 128

Italia:
Schippers Italia Srl
Via Belvedere 84
24022 Alzano
Lombardo (BG)
Tel: 035-4490369

