

MS Hoofpaste is a special careproduct, specially developed to promote claw health effectively. MS Hoofpaste will be used for the individual treatment of the claws.

Consist: Chelated minerals and supported components. These chelated minerals have the following advantages: They will take care for a perfect condition of the claws, Are very well resistant against pollution like fertilizer in livestock, Very good suture to surfaces which means that the product will suture longer to the claws.

Use: Tie the animals up to the hoof care box and trimm the claws when needed. After treated the animal, it's necessary to clean and dry the claws. Put MS Hoofpaste between and at the end of the claw. Lubricate the claw richly. If possible let the MS Hoofpaste retract a couple of minutes before relearing the animal. When the affections are grave, tape the claw with Adhesive Bandage and repeat the treatment after 4 days. The second treatment has be done without tape.

MS Hoofpaste ist ein Pflegeprodukt zur Behandlung von Klauen bei Rindvieh. MS Hoofpaste wird zur individuellen Behandlung der Klauen eingesetzt.

Beinhaltet: Minerale in Chelatform und pflegende Komponenten Diese Minerale in Chelatform haben die folgende Wirkung / Vorteile: Sorgen für eine optimale Kondition der Klauen, Sind sehr gut beständig gegen Verschmut zungen wie Stallmist, Sehr gute Haftung an Oberflächen wodurch das Produkt länger an der Klaue wirksam bleibt.

Anwendung: Setzen Sie die Tiere in dem Klauenstand fest und schneiden Sie falls notwendig die Klauen der Tiere. Nach dem Schneiden müssen die Klauen sauber und trocken sein. MS Hoofpaste hinten und zwischen den Klauen anbringen. Klauen gut einschmieren! Wenn nötig ein paar Minuten einwirken lassen bevor das Tier losgemacht wird. Bei ernstesten Anzeichen die Klaue mit Selbstklebende Bandage umwickeln und die Behandlung nach 4 Tagen wiederholen, die zweite Behandlung ohne Verband durchführen.

MS Hoofpaste est un produit de soin spécialement conçu pour le traitement individuel des onglons chez les bovins.

Contient: Des minéraux chélatés et des composants de support. Ces minéraux chélatés ont les actions et les avantages suivants : Ils assurent une condition optimale des onglons, Ils sont très résistants aux saletés comme par exemple le fumier, Ils ont une adhésivité excellente et durable sur les onglons.

Utilisation: Fixer l'animal dans un cage à parage et parer si nécessaire les onglons de l'animal. Après le parage bien nettoyer et sécher les onglons. Enduire largement les onglons et l'espace interdigital de MS Hoofpaste. Si possible, laisser pénétrer le produit dans l'onglon avant de détacher l'animal. En cas de très sérieux problèmes, entourer l'onglon d'une Bandage autoadhésif. Au bout de 4 jours maximum il faut l'enlever et traiter à nouveau les onglons (et ne plus mettre la bande adhésive).

Producto para el cuidado especial de pezuñas. Desarrollado especialmente para mantener de forma efectiva unas pezuñas saludables y en buenas condiciones. MS Hoofgel se usa para tratamiento individual de pezuñas.

Componentes: Quelatos minerales y productos adherentes especiales. En su forma de quelatos, los minerales son mucho más estables y más solubles que en su forma de sulfatos. Así la acción de los minerales es aprovechada de forma óptima. Tienen las siguientes ventajas: cuidan las pezuñas para una perfecta condición, muy resistentes contra contaminantes como fertilizantes en granjas muy buena adhesión, lo cual significa que el producto

Aplicación: Sujete al animal en las barras del box. Limpie bien las pezuñas y deje secar. Aplicar MS Hoofgel en la pezuña y las ranuras de forma abundante. Deje actuar durante 2 minutos antes de soltar al animal. Con problemas graves, vendar la pezuña con Fascia adhesiva y repetir el tratamiento después de un máximo de 4 días, esta vez sin venda.

MS Hoofpaste è un prodotto curativo per il trattamento delle unghie dei bovini. Ms Hoofpaste è impiegato per il trattamento individuale delle unghie.

Contiene: Minerali sotto forma di chelati e componenti curative Tali minerali hanno la seguente azione / vantaggi: Mantengono gli zoccoli in condizioni ottimali. Sono molto resistenti allo sporco come, lo stallatico, Aderiscono perfettamente alle superfici e quindi fanno in modo che il prodotto manitenga più a lungo la sua efficacia diaper le unghie.

Impiego: Legare gli animali nell'arila e, se necessario, tagliare le unghie. Dopo il taglio pulire ed asciugare le unghie. Applicare MS Hoofpaste dietro e le unghie. Ungere bene le unghie con il prodotto! Se necessario, fare agire un paio di minuti prima di lasciare libero l'animale. Nel caso di sintomi seri avvolgere l'unghia con il nastro Vendaje adhesivo e ripetere la cura dopo 4 giorni, eseguendo il secondo trattamento senza tape.



Made in the Netherlands

