

EN: MS Manure Proof is a water-soluble product which improves the slurry quality

Composition:

MgSO ₄	48.7 %
K ₂ SO ₄	0.04 %
KCl	0.01 %
Fe	0.0002 %
Mn	0.00005 %
H ₂ O	51.2 %
CaSO	4 0.02 %
NaCl	0.02 %
Ni	0.00001 %

MS Manure proof consists of natural products. Small deviations are therefore possible.

Curative: When manure crusts are present apply 2 kg per 100 m³ pit volume every 4 weeks until homogeneous manure is present

Maintenance (Cattle): In case of homogeneous manure, apply 1 kg MS Manure proof every 4 months per 100 m³ manure volume

Maintenance (Pigs): In case of homogeneous manure, deploy 1 kg MS Manure proof per 100 m³ manure volume at the start of a new row.

MS Manure proof needs approximately 4 weeks to be successful.

NL: MS Manure Proof voor verbeteren van dierlijke mest

Samenstelling:

MgSO ₄	48.7 %
K ₂ SO ₄	0.04 %
KCl	0.01 %
Fe	0.0002 %
Mn	0.00005 %
H ₂ O	51.2 %
CaSO	4 0.02 %
NaCl	0.02 %
Ni	0.00001 %

MS Manure proof bestaat uit natuurlijke producten. Kleine afwijkingen zijn derhalve mogelijk.

Curatief: Wanneer er mestkorsten aanwezig zijn elke 4 weken 2 kg per 100 m³ putinhoud inzetten tot er sprake is van homogene mest

Onderhoud (rundvee): Bij homogene mest elke 4 maanden 1 kg MS Manure proof per 100 m³ mestinhoud inzetten

Onderhoud (varkens): Bij homogene mest bij de opstart van een nieuwe ronde 1 kg MS Manure proof per 100 m³ mestinhoud inzetten. MS Manure proof heeft ongeveer 4 weken nodig om succesvol te zijn.

Ten minste houdbaar tot: 2 jaar na productiedatum

Belangrijke mededeling: Bewaar de producten op een droge plaats. Hou rekening bij het opslaan van alle producten dat deze gevoelig zijn voor magnetische velden, constante blootstelling aan neon verlichting en zonlicht.

DE: MS Manure proof ist ein wasserlöslicher Gülleverbesserer

Zusammensetzung:

MgSO ₄	48.7 %
K ₂ SO ₄	0.04 %
KCl	0.01 %
Fe	0.0002 %
Mn	0.00005 %
H ₂ O	51.2 %
CaSO	4 0.02 %
NaCl	0.02 %
Ni	0.00001 %

MS Manure proof besteht aus natürlichen Produkten. Kleine Abweichungen sind daher möglich.

Kurativ: Bei Güllekrusten alle 4 Wochen 2 kg pro 100 m³ Grubenvolumen ausbringen, bis eine homogene Gülle entsteht

Wartung (Rinder): Bei homogener Gülle alle 4 Monate 1 kg MS Gülleproof pro 100 m³ Grubenhalt ausbringen

Wartung (Schweine): Bei homogener Gülle verwenden Sie zu Beginn einer neuen Runde 1 kg MS Gülle Proof pro 100 m³ Grubenhalt. Der MS Manure proof benötigt etwa 4 Wochen, um erfolgreich wirken zu können.

Haltbar mindestens bis: 2 Jahre nach Produktionsdatum

Wichtiger Hinweis: Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort. Achten Sie bei der Lagerung darauf, dass das Produkt empfindlich auf Magnetfelder, ständige Neonbeleuchtung und Sonnenlicht reagiert.

FR: MS Manure Proof est un produit soluble dans l'eau qui améliore la qualité du lisier.

Composition:

MgSO ₄	48.7 %
K ₂ SO ₄	0.04 %
KCl	0.01 %
Fe	0.0002 %
Mn	0.00005 %
H ₂ O	51.2 %
CaSO	4 0.02 %
NaCl	0.02 %
Ni	0.00001 %

MS Manure Proof est composé de produits naturels. De légères variations sont donc possibles.

Curatif: En cas de présence de croûtes de lisier, appliquer 2 kg par 100 m³ de volume de fosse toutes les 4 semaines jusqu'à l'obtention d'un lisier homogène. Entretien (bovins) : En cas de lisier homogène, appliquer 1 kg de MS Manure Proof tous les 4 mois par 100 m³ de volume de lisier

Entretien (porcs) : En cas de lisier homogène, appliquer 1 kg de MS Manure proof par 100 m³ de volume de lisier au début d'une bande. MS Manure Proof necesita aproximadamente 4 semanas para ser eficaz.

Consumir preferentemente antes de: 2 años después de la fecha de producción.

Aviso importante: Almacene los productos en un lugar seco. Al almacenar todos los productos, tenga en cuenta que son sensibles a los campos magnéticos, la exposición constante a la luz de neón y la luz solar.

Production date:

25 LV 12

The
Schippers
Group

Europe:

Schippers Europe BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779

België:

Schippers BVBA
Grens 114
2370 Arendonk (BE)
Tel: 014-672356

Deutschland:

Schippers GmbH
Kölner Straße 62
47647 Kerken (D)
Tel: 02833-92360

Export:

Schippers Export BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339774

Download app!
Scan this product



2309632