



Polvo Secante

MS DRYCARE SKIN

Es un polvo secante especialmente desarrollado para el secado de lechones recién nacidos. Puede usarse dentro de los primeros minutos después del nacimiento, para eliminar líquido amniótico, para que los lechones no pierdan energía innecesaria.

- Desarrollado para frotar lechones secos directamente después del nacimiento.
- Mejora la salud y el confort de los animales
- No deja residuos en los lechones ni en las manos.
- Sin apelmazamiento, sin pegajosidad y mínimo polvo.
- Contiene ingredientes naturales como el propóleo y el eucalipto.
- Único en su fino tamaño de granulado, estructura y sensación general
- Alta capacidad de secado con pequeñas cantidades de producto

**Ingredientes:**

MS DryCare Skin contiene ingredientes naturales. La base del producto consiste en una zeolita natural (arcilla) que absorbe el amoníaco y otros residuos materiales, que combinados con lignocelulosa, absorbe la humedad. Además, contiene propóleo que tiene propiedades únicas.



Utilización del producto

El uso del producto MS DryCare Skin por lechón es de , aproximadamente, 15 gramos por lechón.

Influencia del uso del producto:

1. Intervalo de tiempo entre el nacimiento y la aplicación del producto

Los lechones nacen con una capa de líquido amniótico; esta capa debe eliminarse en los primeros minutos después del nacimiento. Dado que una capa húmeda de líquido amniótico es capaz de absorber más producto, vemos que la cantidad de producto utilizado para lechones recién nacidos suele ser de unos **15 gramos**.

2. Tamaño del lechón

Hay diferencias en el consumo de producto entre lechones pequeños y grandes. Los lechones pequeños con un peso <1 kg al nacer, necesitan menos producto para secarse en comparación a los lechones normales y de mayor tamaño.

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| • Lechones pequeños (<1 kg): | 8 - 10 gramos |
| • Lechones medianos (1,5 kg): | 12 - 15 gramos |
| • Lechones grandes (2 kg): | 15 - 20 gramos |

Ejemplo de cálculo:

Secado de lechones recién nacidos durante el parto

Uso en gramos por lechón	15	gramos
Promedio de lechones por cerda/camada*	12	lechones
Uso total después del parto	180	gramos
Ciclos de parto por cerda/año	2.4	ciclos
Secado lechones recién nacidos - por cerda/año	432	gramos

Pasos:

- 1 Vierta MS DryCare Skin en un cubo o un recipiente
- 2 Tome un lechón recién nacido mojado.
- 3 Coloque el lechón en el cubo. Tome el MS DryCare Skin con ambas manos y espolvoree el polvo sobre la espalda y el vientre del lechón hasta que esté completamente cubierto con una fina capa.
- 4 Retire la película sobrante tanto en la parte delantera como en la trasera del lechón.
- 5 Vuelva a colocar el lechón seco en la paridera, preferiblemente en la ubre de la cerda.

MS Gold

Smaragdweg 60 | 5527 LB Hapert, The Netherlands
info@msgold.eu | 0031 497-339774

The **Schippers** Group