

Die korrekte Anwendung des Applikators:



1 Den Bolus mit dem runden Ende nach vorn in den Applikator einlegen. Bolus bis zum Anschlag in den Applikator drücken. (Klemme rastet ein).



2 Den Kopf der Kuh fixieren und das Maul mit einer Hand öffnen. Mit der anderen Hand der Applikator vorsichtig in Richtung Schlund führen.



3 Den Widerstand der Zunge vorsichtig überwinden. Wenn der Applikator soweit wie möglich vorgeschoben ist, den Bolus durch Druck auf den Griff freigeben.



4 Warten Sie einen Moment. Das Tier schluckt den Bolus freiwillig ab. Anschließend der Applikator vorsichtig zurückziehen.

Besonderer Ernährungszweck

Verminderung der Gefahr von Milchfieber

Wesentliche ernährungsphysiologische Merkmale

Hoher Calciumgehalt in Form von schnell resorbierbaren Calciumsalzen.

Bovikalc® enthält Calciumchlorid, das sich im Pansen der Kuh sofort auflöst, sowie Calciumsulfat, welches sich erst auflöst, nachdem es durch die Pansenmikroflora degradiert wurde.

Zusammensetzung

Calciumchlorid (71 %), Calciumsulfat (29 %)

Zusatzstoffe

Technologische Zusatzstoffe

Polyethylenglycolglycerylricinoleaat E484 (7 %), Verdickungsmittel E415 Xanthan (0,1 %) Information verfügbar über den Hersteller.

Analytische Bestandteile und Gehalte

Calcium (22,2 %), Wasser (32,0 %)

Jeder Bolus enthält 43 g Calcium.

Bovikalc® enthält weder Natrium, Phosphor noch Magnesium.

Empfohlene Fütterungsdauer

Nach den ersten Anzeichen der bevorstehenden Kalbung bis 2 Tage nach dem Kalben

Fütterungsempfehlung

Bovikalc® wird oral mittels einem bestimmten Bolus-Applikator verabreicht.

Prädisponierte Kühe : 4 Boli pro Kuh:

- Der 1. Bolus: wenn die Kuh Zeichen der bevorstehenden Kalbung zeigt.
- Der 2. Bolus: direkt nach der Kalbung.
- Der 3. Bolus: 12-15 Stunden nach Bolus 2.
- Der 4. Bolus: 12-15 Stunden nach Bolus 3 oder 24-30 Stunden nach der Kalbung.

Zur Unterstützung nach der Milchfiebertherapie:

2 Boli/Kuh:

- Der 1. Bolus: 2-3 Stunden nach der Infusion.
- Der 2. Bolus: 12-15 Stunden danach.

Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Futtermittelexperten einzuholen.

Hinweise zur sachgerechten Verwendung:

Zur Verabreichung nur der speziellen Bovikalc®-Applikator verwenden.

Nicht anwenden bei Kühe mit klinischen Anzeichen von Milchfieber (aufgrund der Möglichkeit, dass der Schluckreflex nicht mehr gewährleistet ist).

Nicht anwenden im Falle einer Parese (Lähmung).

Vor der Anwendung sicherstellen, dass der Bolus in gutem Zustand ist (der Schutzfilmmuss intakt sein).

Lagerhinweise:

Trocken lagern bei max. 30 °C.

Die Bovikalc®-Boli sollten in der Originalverpackung bis unmittelbar vor Anwendung aufbewahrt werden, um sie vor Luftfeuchtigkeit zu schützen.

Mindestens haltbar bis: siehe EXP