



La prima cannuccia di mungitura sterile.

testato
scientificamente

Cos'è **STERIL**?

La prima cannuccia di mungitura sterile.

A cosa serve la cannuccia di mungitura **STERIL**?

Per far defluire il latte e somministrare medicinali.

Perché usare **STERIL**?

Meno introduzione di batteri, meno infiammazioni della mammella.

Come usarlo?

Pulire e disinfettare il capezzolo. Inserire con cautela la cannuccia di mungitura nel condotto del capezzolo. Non usare una seconda volta. Tenere una scorta di **STERIL**.

STERIL. Testato scientificamente.


Geishauser et al. 2005; Vet. Clin. N. Amer. Food Anim. Pract. 21 (1), 205-225.




Pulire e disinfettare
il capezzolo.



Cannuccia di mungitura
STERIL.



Far defluire
il latte.



Somministrare
il medicinale.

STERIL. Per far defluire il latte e somministrare medicinali.